

Apc標識 ウサギ抗マウスCd161c/Nk1.1 モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用 - P27814

商品番号: CM0004831

前書き

APC標識ウサギモノクローナル抗体、マウスCD161c/NK1.1に特異的。フローサイトメトリー用に検証済み。NK細胞マーカーを特異的に検出し、免疫表現型解析や機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識 ウサギ抗マウスCD161c/NK1.1 mAb
備考/別名	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, Nk1.2, Klrb1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P1.9
種	マウス
ヒト遺伝子ID	3820
遺伝子ID	17059
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD161c/NK1.1 (NP_001153376.2) のアミノ酸67-223に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
抗体源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P27814
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷剤 (氷袋)