

Apc標識ウサギ抗マウスCd162/Psgl- 1モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q3Ta56

商品番号: CM0005611

前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、マウスCD162/P
SGL-
1に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体です。
免疫学および接着研究におけるマウスPSGL-
1の検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗マウスCD162/PSGL-1モノクローナル抗体
備考/別名	CD162; Psgl1; Selpl; Selpl; Psgl-1
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	6404
遺伝子ID	20345
免疫原	マウスCD162/PSGL-1のアミノ酸18-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_033177.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q3TA56
タンパク質重量	44kDa
配送	アイスバッグ