

Apc ウサギ抗マウスCD21/Cd35 モノクローナル抗体（Fc用） - P19070

商品番号: CM0007899

前書き

マウスCD21/CD35 (CR2/C3DR)

を標的とするAPC結合型ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、マウスB細胞と反応します。補体およびB細胞免疫学の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスCD21/CD35 mAb
備考・別名	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	1380
GeneID	12902
免疫原	マウスCD21/CD35 (NP_031784.1) のアミノ酸21～274番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P19070
タンパク質分子量	113kDa
輸送方法	氷袋