

Apc Rabbit Anti-Mouse Cd22 Monoclonal Antibody For Fc - P35329

商品番号: CM0009913

前書き

フローサイトメトリー用、マウスCD22（Siglec-2、BL-CAM）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。マウス反応性が検証されており、B細胞免疫表現型解析および診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Mouse CD22 mAb
備考/別名	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
種	Mouse
GeneID (ヒト)	933
GeneID	12483
免疫原	マウスCD22（NP_033975.3）のアミノ酸22-151に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	Rabbit
カテゴリー	Monoclonal Antibodies
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	P35329
タンパク質分子量	89kDa/93kDa/97kDa
配送	Ice bag