

フローサイトメトリー用Apcウサギ抗マウスCd24モノクローナル抗体 - P24807

商品番号: CM0005930

前書き

マウスCD24（HSA）を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。免疫細胞分化、B細胞活性化、自己免疫、自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスCD24 mAb
備考/別名	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
反応種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	100133941
遺伝子ID	12484
免疫原	マウスCD24 (NP_033976.1) のアミノ酸27-53番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P24807
タンパク質分子量	8kDa
発送方法	保冷剤