

フローサイトメトリー用Apcウサギ抗マウスCd272/Btlaモノクローナル抗体 - Q7Tsa3

商品番号: CM0004665



前書き

リンパ球上の抑制性受容体であるマウスCD272/BTLAを標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体です。研究における免疫調節の解析を目的としたフローサイトメトリー(FC)用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスCD272/BTLA モノクローナル抗体
備考/別名	A630002H24
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	151888
遺伝子ID (マウス)	208154
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	Q7TSA3
タンパク質分子量	22kDa/34kDa
発送	保冷剤