


Apc Rabbit Anti-Mouse Cd317/Bst2 Monoclonal Antibody For Fc - Q8R2Q8

商品番号: CM0007731



前書き

フローサイトメトリー用APC標識ウサギ抗マウスCD317/BST2モノクローナル抗体。マウス骨髄ストローマ抗原2（19kDa）を認識します。抗ウイルス制限研究、自然免疫、および形質細胞様樹状細胞の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Mouse CD317/BST2 mAb
備考/別名	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	684
遺伝子ID	69550
免疫原	マウスCD317/BST2（NP_932763.1）のアミノ酸55-152に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q8R2Q8
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ