

フローサイトメトリー（Fc）用 Apc ウサギ抗マウスCd32 モノクローナル抗体 - P08101

商品番号: CM0009484



前書き

マウスCD32（FcγRIIB）を標的とするAPC結合型ウサギモノクローナル抗体です。免疫調節に関与する低親和性IgG Fc受容体のフローサイトメトリー（FC）分析に特化しており、免疫学および造血研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスCD32 mAb
別名	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	2213
遺伝子ID	14130
免疫原	マウスCD32（NP_034317.1）のアミノ酸30～207番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P08101
タンパク質分子量	31kDa/33kDa/36kDa
輸送方法	氷袋