

フローサイトメトリー用 Apc 標識ウサギ抗マウス Cd34 モノクローナル抗体 - Q64314

商品番号: CM0012071

前書き

マウス CD34 に対する APC 標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー検出専用設計されています。造血前駆細胞を標的とし、計算分子量は約 41 kDa です。マウスと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウス CD34 mAb
備考/別名	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
種	マウス
GeneID (ヒト)	947
GeneID	12490
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q64314
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ