

## Apc Rabbit Anti-Mouse Cd366 (Tim-3) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q8Vim0

商品番号: CM0009975



### 前書き

フローサイトメトリー用APC標識ウサギモノクローナル抗体（マウスCD366 (TIM-3)標的）。T細胞枯渇、免疫チェックポイント、およびマクロファージ活性化の研究に最適です。マウスサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | APC Rabbit anti-Mouse CD366 (TIM-3) mAb                        |
| 備考/別名       | Tim3; TIM-3; Timd3                                             |
| 種           | マウス                                                            |
| GeneID (ヒト) | 84868                                                          |
| GeneID      | 171285                                                         |
| 免疫原         | マウスCD366 (TIM-3) (NP_599011.2) のアミノ酸20-191に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源         | ウサギ                                                            |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                      |
| アプリケーション    | FC                                                             |
| 交差反応性       | マウス                                                            |
| SWISS       | Q8VIM0                                                         |
| タンパク質分子量    | 22kDa/31kDa                                                    |
| 配送          | アイスバッグ                                                         |