


フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗マウス Cd38 モノクローナル抗体 - P56528

商品番号: CM0007885



前書き

マウス CD38 (ADPRC 1、I-19) に対する APC 標識ウサギモノクローナル抗体。マウスと反応し、免疫学および細胞シグナル伝達研究における CD38 発現のフローサイトメトリー解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウス CD38 mAb
備考/別名	I-19 ; ADPRC 1 ; Cd38-rs1
種	マウス
GeneID (ヒト)	952
GeneID	12494
免疫原	マウス CD38 (NP_031672.2) のアミノ酸 45〜304 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P56528
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ