

Apc ウサギ抗マウスCd4モノクローナル抗体（Fc用） - P06332

商品番号: CM0007758

前書き

マウスCD4（L3T4、Ly-4）に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済みです。マウスサンプル中のTヘルパー細胞およびその他のCD4+免疫細胞集団の同定に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスCD4 mAb
備考／別名	L3T4; Ly-4
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	920
遺伝子ID	12504
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ