


ApC-Rabbit Anti-Mouse Cd44 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P15379

商品番号: CM0011998



前書き

フローサイトメトリー用APC-結合ウサギ抗マウスCD44モノクローナル抗体。マウスCD44（Ly-24、Pgp-1、HERMES）と反応します。これは、リンパ球のホーミング、接着、炎症に参与するヒアルロン酸受容体です。マウスの研究サンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC-Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
備考/別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES
種	マウス
GeneID (ヒト)	960
GeneID	12505
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P15379
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスパック