

Apc標識ウサギ抗マウスCd47モノクローナル抗体 - Q61735

商品番号: CM0010041

前書き

マウスCD47

(IAP)を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済み。細胞接着、免疫調節、トロンボスポンジシグナル伝達の研究に最適。免疫学および細胞生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗マウスCD47モノクローナル抗体
備考/別名	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	961
GeneID	16423
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD47 (NP_034711.1)のアミノ酸19-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	Q61735
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷バッグ