

Apc 標識 ウサギ 抗マウス Cd59A モノクローナル抗体 Fc用 - O55186

商品番号: CM0011503

前書き

マウスCD59aに対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。強力なMAC阻害剤。マウスサンプルにおけるフローサイトメトリー用途向け。補体、免疫学、治療研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ 抗マウス CD59a mAb
備考/別名	Cd59; MACIF; MAC-IP
種	マウス
GeneID	12509
免疫原	マウスCD59a (NP_031678.1) のアミノ酸24-96に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O55186
タンパク質分子量	14 kDa
発送	保冷バッグ