

Apc標識 ウサギ 抗マウス Cd71

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q62351

商品番号: CM0008611

前書き

マウスCD71（トランスフェリン受容体タンパク質1）に対する高品質なAPC標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。鉄取り込みと細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識 ウサギ 抗マウス CD71 モノクローナル抗体
備考/別名	TR; TFR; p90; CD71; TFR1; Trfr; Mtvrl; 2610028K12Rik; E430033M20Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	7037
GeneID	22042
免疫原	マウスCD71 (NP_035768.1) のアミノ酸89-763に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	Q62351
タンパク質分子量	86kDa
発送	保冷バッグ