

フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗マウス Cd86 モノクローナル抗体 - P42082

商品番号: CM0009635

前書き

マウス CD86 を標的とする APC 結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）用に設計されています。マウス CD86（SWISS P42082、約35 kDa）を認識します。T細胞の活性化および免疫調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウス CD86 mAb
備考／別名	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28l2; TS/A-2; CD86
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	942
遺伝子ID	12524
免疫原	マウス CD86（NP_062261.3）のアミノ酸24〜245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P42082
タンパク質分子量	35 kDa
輸送	保冷バッグ