

Apc Rabbit Anti-Mouse Cd86 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P42082

商品番号: CM0008264

前書き

APC標識ラビットモノクローナル抗体（マウスCD86 (B7-2) 標的）、フローサイトメトリーで検証済み。マウスCD86のアミノ酸24-245を標的とします。T細胞活性化および共刺激に関する免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Mouse CD86 mAb
備考/別名	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28l2, TS/A-2, CD86
種	マウス
GeneID (ヒト)	942
GeneID	12524
免疫原	マウスCD86 (NP_062261.3) のアミノ酸24-245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P42082
タンパク質分子量	35 kDa
配送	アイスバッグ