

フローサイトメトリー用 Apc 標識 ウサギ抗マウス Cd93 モノクローナル抗体 - O89103

商品番号: CM0004720

前書き

マウスCD93（ClqR、AA4）に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）に適しています。貪食、内皮機能、血管新生の研究を可能にします。ロット間の再現性を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC 標識 ウサギ抗マウス CD93 mAb
備考/別名	Ly68; AA4.1; Clqr1; Clqrp; 6030404G09Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	22918
遺伝子ID	17064
免疫原	組換えタンパク質; マウスCD93 (NP_034870.1) のアミノ酸23-181に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O89103
タンパク質分子量	69kDa
輸送	保冷バッグ