


Apc Rabbit Anti-Mouse Cd96/Tactile Monoclonal Antibody For Fc - Q3U0X8

商品番号: CM0011436



前書き

フローサイトメトリー用、APC標識マウスCD96/TACTILEに対するウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルで検証済み。免疫応答中のNK細胞接着に関与するT細胞表面タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APC Rabbit anti-Mouse CD96/TACTILE mAb
備考/別名	Tactile; 1700109I12Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	10225
GeneID	84544
免疫原	マウスCD96/TACTILE (NP_115854.2) のアミノ酸35-536に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q3U0X8
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスバッグ