

Fc用Apcウサギ抗マウスH-2Kd/H-2Ddモノクローナル抗体 - P01902/P01900

商品番号: CM0012167



前書き

マウスH-2Kd/H-2Dd

MHCクラスI分子を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、免疫細胞タイピング、抗原提示研究、免疫腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APCウサギ抗マウスH-2Kd/H-2Dd mAb
備考/別名	H2-D1、H-2D ; H2-K1、H-2K、H2-K
種	マウス
遺伝子ID（マウス）	14972/14964
免疫原	マウスH-2Kd/H-2Dd（NP_612564.1）のアミノ酸26〜301に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01902/P01900
タンパク質分子量	41kDa
輸送条件	保冷バッグ