

Apc ウサギ抗マウスIcos/Cd278

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Wvs0

商品番号: CM0011084

前書き

マウスICOS/CD278（UniProt Q9WVS0）を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。T細胞共刺激、濾胞ヘルパーT細胞分化、および関連する免疫アッセイの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスICOS/CD278 モノクローナル抗体
別名	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
対象種	マウス
ヒトGeneID	29851
GeneID	54167
免疫原	マウスICOS/CD278（NP_059508.2）のアミノ酸21～142番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q9WVS0
タンパク質分子量	23KDa
輸送方法	氷袋