


Apc Rabbit Anti-Mouse IgG1 Monoclonal Antibody For Fc - P01868

商品番号: CM0004892



前書き

マウスIgG1定常領域を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーション用に設計されており、この抗体は研究および診断ワークフローにおいてマウスIgG1を特異的に検出します。イムノアッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Mouse IgG1 mAb
備考/別名	IgG1
種	マウス
免疫原	マウスIgG1(P01868)のアミノ酸98-324に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01868
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋