

Apc標識 ウサギ 抗マウス IgG2B モノクローナル抗体（Fc用） - P01867-2

商品番号: CM0006496

前書き

マウスIgG2b重鎖定常領域を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。マウスに反応。免疫学研究、診断アッセイ開発、B細胞解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識 ウサギ 抗マウス IgG2b mAb
備考/別名	IgG2b; Igh-3; gamma2b
種	マウス
遺伝子ID	16016
免疫原	マウスIgG2b（P01867-2）のアミノ酸14-113に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01867-2
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ