

細胞内フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗マウスIL-13モノクローナル抗体 - P20109

商品番号: CM0011144

前書き

マウスIL-13を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。研究モデルにおけるアレルギー炎症、Th2応答、IL-13シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APC ウサギ抗マウスIL-13 mAb
備考／別名	IL-13
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3596
遺伝子ID（マウス）	16163
免疫原	マウスIL-13（NP_032381.1）のアミノ酸20-131番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（細胞内）
交差反応性	マウス
SWISS	P20109
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	保冷剤