

フローサイトメトリー（細胞内染色）用 Apc ウサギ抗マウスIL-17A モノクローナル抗体 - Q62386

商品番号: CM0005593

前書き

マウスIL-17Aを標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。炎症、宿主防御、上皮バリアの完全性に関与する重要なTh17サイトカインであるマウスIL-17Aと反応し、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスIL-17A mAb
別名	Il17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	3605
GeneID	16171
免疫原	マウスIL17Aのアミノ酸26-158番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_034682.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	Q62386
タンパク質分子量	17 kDa
発送方法	保冷剤