

Apc Rabbit Anti-Mouse Il1R1/Cd121A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P13504

商品番号: CM0011941

前書き

APC標識マウスIL1R1/CD121a用ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。免疫および神経研究におけるインターロイキン-1受容体発現プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Mouse IL1R1/CD121a mAb
備考/別名	IL-1R; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
種	マウス
GeneID (ヒト)	3554
GeneID	16177
免疫原	マウスIL1R1/CD121a (NP_032388.1) のアミノ酸20-338に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P13504
タンパク質分子量	67kDa
配送	氷袋