


Apc標識ウサギ抗マウスKlrg1/Mafaモノクローナル抗体（Fc用） - O88713

商品番号: CM0006006



前書き

APC標識ウサギモノクローナル抗体、マウスKLRG1/MAFAを標的とし、フローサイトメトリーに適しています。アミノ酸57-

188をカバーする組換え免疫原。NK細胞および活性化CD8 T細胞に発現し、免疫調節に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗マウスKLRG1/MAFAモノクローナル抗体
備考/別名	MAFA; 2F1-Ag; MAFA-L
種	マウス
GeneID (ヒト)	10219
GeneID	50928
免疫原	組換えタンパク質：マウスKLRG1/MAFA (NP_058666.1) のアミノ酸57-188に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	O88713
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ