

フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗マウスLy-6C モノクローナル抗体 - P0Cw02

商品番号: CM0009085

前書き

マウスLy-6C (Ly6c1) を標的とするAPC結合ウサギ由来モノクローナル抗体です。フローサイトメトリー(FC)での検証が完了しており、マウス特異的に反応し、タンパク質分子量は約15 kDaです。免疫細胞プロファイリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスLy-6C mAb
別名	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
対象種	マウス
遺伝子ID	17067
免疫原	マウスLy-6C (NP_001238984.1) のアミノ酸1-100領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P0CW02
タンパク質分子量	15 kDa
輸送方法	保冷剤