

Apc Rabbit Anti-Mouse Podoplanin Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q62011

商品番号: CM0008280



前書き

フローサイトメトリー用APC標識ウサギ抗マウスPodoplaninモノクローナル抗体。マウスサンプルで検証済み；免疫原はアミノ酸21-

133をカバーします。リンパ系、腫瘍、および細胞移動の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Mouse Podoplanin mAb
備考/別名	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
種	マウス
GeneID (ヒト)	10630
GeneID (マウス)	14726
免疫原	マウスPodoplanin (NP_034359.2) のアミノ酸21-133に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q62011
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ