


Apc標識ウサギ抗マウスTim-1/Kim-1/Havcr

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q5Qns5

商品番号: CM0005909



前書き

フローサイトメトリー用のマウスTIM-1/KIM-1/HAVCRを標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。組換え免疫原（アミノ酸22-237）により特異性を確保。免疫学、腎障害、アポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗マウスTIM-1/KIM-1/HAVCR mAb
備考/別名	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
種	マウス
GeneID (ヒト)	26762
GeneID	171283
免疫原	マウスTIM-1/KIM-1/HAVCR (NP_599009.2) のアミノ酸22-237に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	Q5QNS5
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ