

Apc ウサギ抗マウスTnf-A モノクローナル抗体（Fc（細胞内）用） - P06804

商品番号: CM0011495



前書き

マウスTNF-

αに特異的なAPC共役ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。高い親和性でマウスTNF-α（カケクチン、TNFSF2）を検出します。炎症、免疫学、サイトカイン研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスTNF-α mAb
備考 / 別名	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7124
GeneID	21926
免疫原	マウスTNF-α (NP_038721.1) のアミノ酸80～235番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	マウス
SWISS	P06804
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤