

Apc Rabbit Anti-Mouse/Human Cd55 Monoclonal Antibody For Fc - Q61475

商品番号: CM0008724

前書き

マウスおよびヒトCD55（崩壊促進因子）を認識するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。これはGPIアンカー型補体制御因子です。フローサイトメトリーによる補体制御経路の解析に適しています。UniProt Q61475。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Mouse/Human CD55 mAb
備考/別名	Daf; Dafl; Daf-GPI; GPI-DAF
種	マウス
GeneID (ヒト)	1604
GeneID	13136
免疫原	マウスCD55/DAF (NP_034146.2) のアミノ酸35-361に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q61475
タンパク質分子量	42KDa
配送	氷袋