

フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗マウス/ラット Cd54 (Icam-1) モノクローナル抗体 - P13597

商品番号: CM0009747

前書き

フローサイトメトリー用の、マウス/ラット CD54 (ICAM-1) を標的とする APC 結合ウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性が検証されています。白血球の接着および遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウス/ラット CD54 mAb
備考/別名	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
種	マウス
GeneID (ヒト)	3383
GeneID	15894
免疫原	マウス CD54 (NP_034623.1) のアミノ酸 28〜485 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P13597
タンパク質分子量	59 kDa
輸送	保冷バッグ