

Apc ウサギIggアイソタイプコントロール - Apc ウサギIggアイソタイプコントロール

商品番号: CM0008133

前書き

フローサイトメトリー（FC）用途向けに開発された、APCで標識されたウサギIgGアイソタイプコントロールモノクローナル抗体です。免疫蛍光染色パネルにおいて、マッチングされたネガティブコントロールとして最適であり、アッセイの特異性確保とバックグラウンド評価を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	内容
製品名	APC ウサギIgGアイソタイプコントロール
免疫原	合成ペプチド（ウサギIgGアイソタイプコントロール由来の合成ペプチド）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
発送方法	保冷剤