

フローサイトメトリー用Apc Rat Anti-Mouse Cd45R/B220 モノクローナル抗体 - P06800

商品番号: CM0005861

前書き

マウスCD45R/B220（白血球共通抗原、P06800）を標的とするAPC標識ラットモノクローナル抗体。B細胞の検出およびT細胞活性化の研究のためのフローサイトメトリー（FC）で検証済み。マウスと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD45R/B220の組換えタンパク質。
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
発送	保冷剤入り