

フローサイトメトリー用 Apc 標識 ラット 抗マウス Cd86 モノクローナル抗体 - P42082

商品番号: CM0005298

前書き

マウス CD86 (B7-2)
を標的とする、フローサイトメトリー用 APC 標識ラットモノクローナル抗体。CD86は抗原提示細胞上の共刺激分子であり、T細胞活性化と免疫調節に重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC 標識 ラット 抗マウス CD86 mAb
備考/別名	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28l2, TS/A-2, CD86
種	マウス
GeneID (ヒト)	942
GeneID (マウス)	12524
免疫原	マウスCD86組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P42082
タンパク質分子量	35kDa
発送条件	保冷剤 (氷袋)