

フローサイトメトリー用 Apc 標識 ラット抗マウスF4/80 モノクローナル抗体 - Q61549

商品番号: CM0005846

前書き

マウスF4/80（Adgre1/EMR1）を特異的に認識する高品質APC結合型ラットモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。マウス試料中のマクロファージ検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC 標識 ラット抗マウスF4/80 モノクローナル抗体
別名	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	2015
GeneID	13733
免疫原	マウスF4/80組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	Q61549
タンパク質分子量	102kDa
輸送方法	氷袋