

Fc用 Apc ラット抗マウスLy-6G/Ly-6C (Gr-1) モノクローナル抗体 - P35461 / P0Cw02

商品番号: CM0007912

前書き

フローサイトメトリー（FC）で検証済みの、マウスLy-6G/Ly-6C (Gr-1)を標的とするAPC結合ラットモノクローナル抗体です。マウス骨髄および末梢血サンプルにおける顆粒球と単球の免疫表現型分析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ラット抗マウスLy-6G/Ly-6C (Gr-1) mAb
備考／別名	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
対象種	マウス
遺伝子ID	546644 (Ly6g), 17067 (Ly6c)
免疫原	マウスLy-6G/Ly-6C (Gr-1)由来の合成ペプチド
起源	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35461 / P0CW02
タンパク質分子量	15kDa / 8kDa
発送方法	氷袋