

## フローサイトメトリー用 Apc Rat Anti-Mouse Ly6G モノクローナル抗体 - P35461

商品番号: CM0008604

### 前書き

APC標識ラット抗マウスLy6Gモノクローナル抗体。  
フローサイトメトリー（FC）用に検証済み。マウスLy6G（GPIアンカー型細胞表面マーカー）に反応します。免疫表現型解析および骨髄研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名         | APC Rat anti-Mouse Ly6G mAb                               |
| 備考/別名       | Gr1; Gr-1; Ly-6G                                          |
| 種           | マウス                                                       |
| GeneID (ヒト) | 80740                                                     |
| GeneID      | 546644                                                    |
| 免疫原         | マウスLy-6G (NP_001297367.1) のアミノ酸27-105に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ラット                                                       |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                 |
| 適用          | FC                                                        |
| 交差反応性       | マウス                                                       |
| SWISS       | P35461                                                    |
| タンパク質分子量    | 14kDa                                                     |
| 発送          | 保冷バッグ                                                     |