

Apc ラット抗マウス Ter-119 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Ter-119

商品番号: CM0012626

前書き

このAPCラット抗マウスTER-119モノクローナル抗体は、赤芽球系細胞上のマウスTER-119抗原をフローサイトメトリーで検出するために設計されています。免疫表現型解析および赤芽球系細胞の発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ラット抗マウス TER-119 mAb
備考／別名	Ter119、TER-119
種	マウス
Gene ID	104231
免疫原	マウスTER-119の組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
配送	保冷バッグ