

フローサイトメトリー用Apcストレプトアビジンモノクローナル抗体 - Apc Streptavidin

商品番号: CM0004592

前書き

フローサイトメトリー用途に設計されたAPCストレプトアビジン（SA V1、SA V2）モノクローナル抗体コンジュゲート。種非依存性の交差反応性により、幅広い互換性を確保します。IV Dアッセイ開発のための信頼性の高い原材料です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APC Streptavidin
備考/別名	SA V1、SA V2
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	種非依存性
配送	氷袋