

Apcストレプトアビジン

商品番号: CM0011197

前書き

APCストレプトアビジンは、フローサイトメトリー（FC）用途に設計されたウサギ由来のストレプトアビジンコンジュゲートであり、種を問わず交差反応性を示します。ビオチン化プローブの検出に最適で、信頼性の高いIVDおよび研究ワークフローをサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APCストレプトアビジン
備考/別名	SA V1, SA V2
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	種非依存性
配送	アイスパック