


フローサイトメトリー用Apc/Cyanine7抗Axlモノクローナル抗体 - P30530

商品番号: CM0008169



前書き

ヒトAXL受容体型チロシンキナーゼを標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、腫瘍学およびウイルス学研究におけるAXLの検出に適しています。分子量98 kDaで、ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒトAXL mAb
備考/別名	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	558
遺伝子ID	558
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAXL (NP_068713.2)のアミノ酸33～449番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P30530
タンパク質分子量	98kDa
配送方法	氷袋梱包