

Apc/Cyanine7 Anti-Cd185/Cxcr5 モノクローナル抗体（Fc用） - P32302

商品番号: CM0005676

前書き

ヒトCD185/CXCR5（バーキットリンパ腫受容体1）を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、この抗体はヒトサンプル中のCXCR5（主要なB細胞遊走受容体）の検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human CD185/CXCR5 mAb
備考/別名	BLR1; CD185; MDR15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	643
GeneID	643
免疫原	ヒトCD185/CXCR5 (NP_033981.2) のアミノ酸1-47に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32302
タンパク質分子量	42 kDa
配送	アイスバッグ