


## フローサイトメトリー用 Apc/Cyanine7 抗Cd20モノクローナル抗体 - P11836

商品番号: CM0012456



### 前書き

ヒトおよびカニクイザルCD20を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。B細胞の免疫表現型解析および診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト／サルCD20 mAb                        |
| 備考／別名      | B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16               |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 931                                                   |
| 遺伝子ID      | 931                                                   |
| 免疫原        | ヒトCD20 mAb (NP_068769.2) のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                             |
| アプリケーション   | FC                                                    |
| 交差反応性      | ヒト、カニクイザル                                             |
| SWISS      | P11836                                                |
| タンパク質重量    | 14kDa/33kDa                                           |
| 輸送         | アイスパッグ                                                |