

Apc/Cyanine7 Anti-Cd3E Rabbit Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - P07766

商品番号: CM0004230



前書き

ヒトCD3イプシロン鎖を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー（FC intra）で検証済み。T細胞免疫表現型解析およびTCRシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 製品名         | APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human cCD3 mAb          |
| 備考/別名       | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon                     |
| 種           | ヒト                                               |
| GeneID (ヒト) | 916                                              |
| GeneID      | 916                                              |
| 免疫原         | ヒトのCD3E (NP_000724.1) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース         | ウサギ                                              |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                        |
| アプリケーション    | FC (intra)                                       |
| 交差反応性       | ヒト                                               |
| SWISS       | P07766                                           |
| タンパク質分子量    | 23kDa                                            |
| 配送          | アイスバッグ                                           |