

フローサイトメトリー用 Apc/Cyanine7 抗 Cd45 モノクローナル抗体 - P08575-8

商品番号: CM0011992

前書き

ヒト・サル CD45 (PTPRC) アイソフォーム 6 を標的とする APC/Cyanine7 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、ヒトおよびカニクイザル種に交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD45 mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (Human)	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒト CD45 (P08575) のアミノ酸 26-577 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575-8
タンパク質分子量	138kDa
発送	保冷バッグ