


フローサイトメトリー用Apc/Cyanine7 Anti-Hla-Dra モノクローナル抗体 - P01903

商品番号: CM0008845



前書き

ヒトHLA-DRAを標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルの細胞におけるフローサイトメトリーで検証済みです。MHCクラスII免疫表現型解析およびT細胞応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey HLA-DR mAb
備考/別名	HLA-DRA1
種	ヒト、カニクイザル
GeneID (ヒト)	3122
GeneID	3122
免疫原	ヒトHLA-DR組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ