


フローサイトメトリー用 Apc/Cyanine7 抗ヒト Cd38
ウサギモノクローナル抗体 - P28907

商品番号: CM0010588



前書き

ヒト CD38 (ADPRC1/cADPR1) を標的とする APC/Cyanine7 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC) アプリケーションに適しており、ヒトサンプルで検証済み。免疫学、がん、糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD38 mAb
備考／別名	ADPRC1、cADPR1、ADPRC 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	952
GeneID	952
免疫原	ヒト CD38 (P28907) のアミノ酸 43～300 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28907
タンパク質重量	13kDa/34kDa
輸送	アイスバッグ